

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd146 Para Fc - Q8R2Y2

Número de artículo: CM0008966

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD146 (MUC18) de ratón. Validado para citometría de flujo (FC) en muestras de ratón. Adecuado para detectar moléculas de adhesión celular en investigación de melanoma y células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-ratón CD146
Observaciones/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4162
GeneID	84004
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 24-563 de CD146 de ratón (NP_075548.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8R2Y2
Peso de la proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo