

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd150/Slam De Ratón - Q9Qum4

Número de artículo: CM0007842

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD150/SLAM de ratón, validado para citometría de flujo. Se dirige a la molécula de activación linfocítica señalizadora expresada en células inmunitarias, adecuada para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD150/SLAM de ratón
Observaciones/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6504
GeneID	27218
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-242 del CD150/SLAM de ratón (NP_038758.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9QUM4
Peso Molecular de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo