

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd150/Slam Para Citometría De Flujo - Q9Qum4

Número de artículo: CM0008466

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD150/SLAM (SLAMF1) de ratón, un receptor de auto-ligando que regula la activación inmune. Adecuado para citometría de flujo. Peso molecular de la proteína ~38 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD150/SLAM
Observaciones/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Especie	Ratón
GenelD (humano)	6504
GenelD	27218
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-242 del CD150/SLAM de ratón (NP_038758.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9QUM4
Peso Molecular de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo