

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd161C/Nk1.1 Para Citometría De Flujo - P27814

Número de artículo: CM0011917

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD161c/NK1.1 (Klrb1c) de ratón, validado para citometría de flujo. El inmunógeno recombinante garantiza la detección específica de células NK. Ideal para estudios de inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Ratón CD161c/NK1.1
Observaciones/Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P140; NKR-P1.9
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	3820
ID de gen	17059
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-223 del CD161c/NK1.1 de ratón (NP_001153376.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P27814
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo