

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd161C/Nk1.1 Para Citometría De Flujo - P27814

Número de artículo: CM0007954

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD161c/NK1.1 de ratón para citometría de flujo. Detecta el antígeno de superficie de células NK1.1; adecuado para inmunofenotipado y estudios funcionales de células asesinas naturales (NK).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD161c/NK1.1
Observaciones/Alias	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKRP1, Nk1.2, Klr1b1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKRP140, NKR-P1.9
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	3820
ID de gen (Ratón)	17059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 67-223 de CD161c/NK1.1 de ratón (NP_001153376.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P27814
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo