

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd162/Psgl-1 De Ratón Para Fc - Q3Ta56

Número de artículo: CM0012778

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD162/PSGL-1 (Selp1g) de ratón. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo, reacciona de forma cruzada con ratón. Proteína de membrana con péptido señal y dominio transmembrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse CD162/PSGL-1
Observaciones/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	6404
ID genético	20345
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q3TA56
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo