

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd162/Psgl-1 De Ratón Para Fc - Q3Ta56

Número de artículo: CM0011161

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con fluoróforo dirigido específicamente contra CD162/PSGL-1 de ratón (Q3TA56). Validado para citometría de flujo (FC), es una herramienta fiable para estudios inmunológicos de adhesión celular y tráfico de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD162/PSGL-1 de ratón
Observaciones/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	6404
ID del gen	20345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-320 de CD162/PSGL-1 de ratón (NP_033177.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q3TA56
Peso molecular de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo