

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd19 Para Fc - P25918

Número de artículo: CM0004657

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con contra el CD19 de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Permite la identificación precisa de células B en el bazo, la médula ósea y la sangre periférica, apoyando la investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	930
GenelD	12478
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD19 de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo