

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd19 De Ratón Para Fc - P25918

Número de artículo: CM0010741

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD19 de ratón conjugado con para citometría de flujo (FC). Se dirige al antígeno CD19 de linfocitos B (60 kDa), un correceptor BCR esencial para el desarrollo y la función de las células B. Validado en células B de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse CD19
Observaciones/Alias	Cd19
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	930
GeneID	12478
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-287 de CD19 de ratón (NP_033974.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo