

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd19 De Ratón Para Fc - P25918

Número de artículo: CM0006134

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD19 de ratón. Validado para citometría de flujo, este anticuerpo es ideal para la inmunofenotipificación de células B y la investigación de linfocitos. Presenta reactividad cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD19 de ratón
Observaciones/alias	Cd19
Especie	Ratón
GeneID (humano)	930
GeneID	12478
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-287 de CD19 de ratón (NP_033974.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo