

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd19 De Ratón Para Citometría De Flujo - P25918

Número de artículo: CM0008988

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD19 de ratón. Validado para citometría de flujo, adecuado para la inmunofenotipificación de células B en modelos de ratón. SWISS: P25918.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD19 de ratón
Observaciones/Alias	CD19
Especie	Ratón
GenelD (humano)	930
GenelD	12478
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD19 de ratón.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo