

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd19 De Ratón Para Citometría De Flujo - P25918

Número de artículo: CM0007966

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD19 de ratón para citometría de flujo. Detecta el antígeno de los linfocitos B en esplenocitos, células de médula ósea y células de ganglios linfáticos. Derivado de proteína recombinante, específico para CD19 de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD19 de ratón
Especie	Ratón
GeneID (humano)	930
GeneID	12478
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD19 de ratón.
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo