

Rabbit Anti-Mouse Cd2 Mab Para Fc - P08920

Número de artículo: CM0008183

Introducción

Anticuerpo monoclonal Rabbit anti-Mouse CD2 validado para citometría de flujo (FC). Detecta específicamente el CD2 de ratón (Ly37/LFA-2), adecuado para la investigación de adhesión y señalización de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Mouse CD2 mAb
Observaciones/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	914
GeneID	12481
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-203 del CD2 de ratón (NP_038514.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P08920
Peso proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo