

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd2 De Ratón Para Fc - P08920

Número de artículo: CM0009007

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo marcado con contra CD2 de ratón (Ly-37/LFA-2) para citometría de flujo. Reacciona con ratón, inmunógeno de aminoácidos 23-203. Ideal para estudios de adhesión y señalización de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD2 de ratón
Observaciones/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	914
ID de gen	12481
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-203 del CD2 de ratón (NP_038514.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P08920
Peso proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo