

## Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd2 Para Fc - P08920

Número de artículo: CM0005714

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD2 de ratón (LFA-2, Ly37) para citometría de flujo. Reconoce el antígeno de superficie de células T implicado en la adhesión y activación. Adecuado para muestras de ratón.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb Conejo anti-Ratón CD2                                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | Ly37; LFA-2; Ly-37                                                                                                                                        |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 914                                                                                                                                                       |
| GeneID              | 12481                                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-203 del CD2 de ratón (NP_038514.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                  |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                                                     |
| SWISS               | P08920                                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                            |