

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd2 De Ratón Para Citometría De Flujo - P08920

Número de artículo: CM0008304

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD2 de ratón (Ly-37, LFA-2), validado para citometría de flujo. Reconoce una molécula de adhesión de superficie de las células T de 38 kDa. Ideal para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD2 de ratón
Observaciones/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Especie	Ratón
GenelD (humano)	914
GenelD	12481
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 23-203 de CD2 de ratón (NP_038514.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P08920
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo