


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd200/Ox2 Para Fc - O54901

Número de artículo: CM0004797



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la glicoproteína de membrana CD200/OX-2 de ratón. Validado para citometría de flujo, específico para ratón. Inmunógeno recombinante no conjugado, aminoácidos 31-232. UniProt O54901.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Conejo anti-ratón CD200/OX2 mAb
Observaciones/Alias	OX2; Mox2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4345
GeneID	17470
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-232 del CD200/OX2 de ratón (NP_034948.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O54901
Peso proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo