

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd201/Epcr De Ratón Para Cf - Q64695

Número de artículo: CM0006239

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD201/EPCR (PROCR) de ratón. Diseñado para el análisis mediante citometría de flujo del receptor de la proteína C endotelial; el inmunógeno abarca los aminoácidos 18-210. Reacciona específicamente con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD201/EPCR de ratón
Observaciones/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41
Especie	Ratón
GeneID (humano)	10544
GeneID	19124
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-210 de CD201/EPCR de ratón (NP_035301.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q64695
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo