

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd201/Epcr De Ratón Para Citometría De Flujo - Q64695

Número de artículo: CM0008628

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD201/EPCR (receptor de proteína C endotelial) de ratón, validado para citometría de flujo. Detecta un receptor de membrana de 27 kDa implicado en la coagulación sanguínea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD201/EPCR de ratón
Observaciones/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	10544
GeneID	19124
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q64695
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo