

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd201/Epcr Para Citometría De Flujo - Q64695

Número de artículo: CM0004004

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD201/EPCR de ratón. Validado para citometría de flujo (FC), este anticuerpo es ideal para la investigación de células endoteliales y coagulación. Peso molecular: 27 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-ratón CD201/EPCR mAb
Observaciones/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	10544
ID de gen	19124
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-210 del CD201/EPCR de ratón (NP_035301.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q64695
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo