

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd205/Dec-205 Para Fc - Q60767

Número de artículo: CM0011907

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD205/DEC-205 (Ly75) de ratón, un receptor endocítico de 197 kDa en células dendríticas. Validado para citometría de flujo (FC), reacciona con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD205/DEC-205
Observaciones/Alias	CD205; DEC205; DEC-205
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	100526664
ID del Gen	17076
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 216-490 del CD205/DEC-205 de ratón (NP_038853.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q60767
Peso Proteico	197kDa
Envío	Bolsa de hielo