

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd205/Dec-205 () Para Fc - Q60767

Número de artículo: CM0004226

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD205/DEC-205 (Ly75) de ratón. Validado para citometría de flujo, detecta una proteína de ~197 kDa y reacciona con ratón. Ideal para estudios de células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD205/DEC-205
Observaciones/Alias	CD205; DEC205; DEC-205
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	100526664
GeneID	17076
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 216-490 de CD205/DEC-205 de ratón (NP_038853.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q60767
Peso de la proteína	197 kDa
Envío	Bolsa de hielo