

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd205/Dec-205 De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q60767

Número de artículo: CM0004407

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el CD205/DEC-205 de ratón conjugado con , validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la función de las células dendríticas y las vías de captación de antígenos en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD205/DEC-205 de ratón
Observaciones/Alias	CD205; DEC205; DEC-205
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	100526664
ID del Gen	17076
Immunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q60767
Peso Proteico	197kDa
Envío	Bolsa de hielo