


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd206/Mmr Para Fc - Q61830

Número de artículo: CM0011520



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD206 de ratón (receptor de manosa 1 de macrófagos). Diseñado para el análisis por citometría de flujo de macrófagos de ratón. Específico para CD206 de ratón, peso molecular aproximado de 165 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD206/MMR
Observaciones/Alias	MR; CD206
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4360
GeneID	17533
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-154 de CD206/MMR de ratón (NP_032651.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra), FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61830
Peso de la proteína	165 kDa
Envío	Bolsa de hielo