

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd21/Cd35 De Ratón Para Fc - P19070

Número de artículo: CM0011772

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD21/CD35 de ratón validado para citometría de flujo. Específico para CD21/CD35 de ratón (CR1/CR2), este anticuerpo respalda los estudios de los receptores del complemento de las células B, incluida la activación de las células B y la regulación de la IgE. SWISS: P19070.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD21/CD35 de ratón
Observaciones/alias	Cr1, C3DR, CD21, CD35, Cr-1, Cr-2
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	1380
ID del gen	12902
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-274 de CD21/CD35 de ratón (NP_031784.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P19070
Peso de la proteína	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo