

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd22 Para If-P Y Fc - P35329

Número de artículo: CM0011893

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD22 (Siglec-2) de ratón. Validado para inmunofluorescencia (IF-P) y citometría de flujo (FC) en linfocitos B de ratón. Ideal para investigación en biología de linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-ratón CD22
Notas/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	933
ID genético (Ratón)	12483
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-151 de CD22 de ratón (NP_033975.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35329
Peso proteico	89kDa / 93kDa / 97kDa
Envío	Bolsa de hielo