

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd22 De Ratón Conjugado Con Para If-P Y Fc - P35329

Número de artículo: CM0008662

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD22 de ratón. Validado para inmunofluorescencia (IF-P) y citometría de flujo (FC). Adecuado para estudios de biología de células B que involucran diferenciación, presentación de antígeno y tráfico celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb conejo anti-CD22 de ratón
Observaciones/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	933
GeneID	12483
Immunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-151 del CD22 de ratón (NP_033975.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P35329
Peso Proteico	89kDa/93kDa/97kDa
Envío	Bolsa de hielo