


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd226/Dnam-1 De Ratón Conjugado Con Para Fc - Q8K4F0

Número de artículo: CM0004997



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD226/DNAM-1 de ratón (SWISS Q8K4F0), validado para citometría de flujo. CD226 es un receptor coestimulador en células NK y CTL, que mejora la citotoxicidad contra células infectadas o tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD226/DNAM-1 de ratón
Observaciones/Alias	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	10666
ID del Gen (Ratón)	225825
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-254 del CD226/DNAM-1 de ratón (NP_848802.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8K4F0
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo