


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd226/Dnam-1 De Ratón () Para Citometría De Flujo - Q8K4F0

Número de artículo: CM0008532



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD226/DNAM-1 de ratón. Validado para citometría de flujo para estudiar la adhesión de células inmunitarias, la citotoxicidad de NK y CTL y la señalización de linfocitos. Reacciona con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD226/DNAM-1 de ratón
Observaciones/Alias	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	10666
ID genético	225825
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-254 de CD226/DNAM-1 de ratón (NP_848802.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8K4F0
Peso proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo