

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd23 De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P20693

Número de artículo: CM0008573

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD23 de ratón (FceRII), validado para citometría de flujo. Receptor de IgE de baja afinidad involucrado en la diferenciación de células B y la regulación de IgE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD23 de ratón
Observaciones/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	2208
ID del Gen (Ratón)	14128
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-331 del CD23 de ratón (NP_038545.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P20693
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo