

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd23 De Ratón Para Citometría De Flujo - P20693

Número de artículo: CM0010709

Introducción

Descubra este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD23 de ratón (receptor de IgE de baja afinidad, FcεR2). Validado para citometría de flujo, es ideal para la investigación de la diferenciación de células B y la regulación de la IgE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD23 de ratón
Observaciones/alias	CD23; Fcε2; FcεR2; Ly-42
Especie	Ratón
GeneID (humano)	2208
GeneID	14128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-331 de CD23 de ratón (NP_038545.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P20693
Peso molecular de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo