

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd23 Para Citometría De Flujo - P20693

Número de artículo: CM0006168

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD23 (Fce2), validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor de baja afinidad para IgE implicado en la regulación de IgE, la diferenciación de células B y la activación de macrófagos. Ideal para investigación en alergia e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD23
Observaciones/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2208
GeneID	14128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-331 del CD23 de ratón (NP_038545.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P20693
Peso proteico	37KDa
Envío	Bolsa de hielo