

## Mab De Conejo Anti-Cd24 De Ratón Para Fc - P24807

Número de artículo: CM0005224

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD24 de ratón para la detección por citometría de flujo de CD24 de ratón. Reactividad por especies validada: ratón. Ideal para el perfilaje de células inmunitarias y la investigación de enfermedades autoinmunes.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CD24 de ratón                                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina                                                                                                                             |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 100133941                                                                                                                                                |
| GeneID              | 12484                                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-53 de CD24 de ratón (NP_033976.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                 |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                                                    |
| SWISS               | P24807                                                                                                                                                   |
| Peso de la proteína | 8 kDa                                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                           |