

## Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd24 De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P24807

Número de artículo: CM0010387

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD24 de ratón (HSA, Ly-52, nectadrina) para citometría de flujo. Reconoce el CD24 de ratón. Adecuado para estudios de diferenciación y activación de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb conejo anti-CD24 de ratón                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina                                                                                                       |
| Especie             | Ratón                                                                                                                              |
| ID del gen (Humano) | 100133941                                                                                                                          |
| ID del gen (Ratón)  | 12484                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-53 del CD24 de ratón (NP_033976.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                           |
| Aplicación          | CF                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                              |
| SWISS               | P24807                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 8kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |