

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd24 De Ratón Para If/Fc - P24807

Número de artículo: CM0008668

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD24 de ratón, validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Herramienta fiable para la investigación de células inmunitarias relacionada con la activación de células B y el desarrollo de timocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD24 de ratón
Alias	HSA, Cd24, Ly-52, nectadrina
Reactividad entre especies	Ratón
ID del gen humano	100133941
ID del gen de ratón	12484
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 27-53 de CD24 de ratón (NP_033976.1)
Origen	Conejo
Tipo de anticuerpo	Anticuerpos monoclonales
Aplicaciones	IF/ICC, IF-P, FC
Reactividad cruzada	Ratón
Número de acceso UniProt	P24807
Peso molecular previsto	8 kDa
Condiciones de envío	Bolsa de hielo