

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd24 Para If/Icc Y Fc - P24807

Número de artículo: CM0005690

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD24 de ratón para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). El CD24 es una glicoproteína de superficie celular anclada a GPI involucrada en la diferenciación celular, el desarrollo de timocitos, la activación de células B y la autoinmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD24
Observaciones/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	12484
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-53 del CD24 de ratón (NP_033976.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P24807
Peso Proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo