

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd25 De Ratón Conjugado Con Para Fc - P01590

Número de artículo: CM0008519

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD25 de ratón (receptor de IL-2 alfa). Reacciona específicamente con el CD25 de ratón. Validado para aplicaciones de citometría de flujo en inmunología e investigación de células T reguladoras, adecuado para estudiar mecanismos de tolerancia inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD25 de ratón
Observaciones/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	3559
ID del Gen	16184
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-236 del CD25 de ratón (NP_032393.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01590
Peso Molecular de la Proteína	30KDa
Envío	Bolsa de hielo