

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd25 De Ratón Para Citometría De Flujo - P01590

Número de artículo: CM0008908

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD25 de ratón (IL-2R α) para citometría de flujo. Validado en ratón. Dirigido contra la subunidad alfa del receptor de interleucina-2, un regulador clave de la tolerancia inmunitaria mediada por Treg.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD25 de ratón
Observaciones/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3559
GeneID	16184
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-236 de CD25 de ratón. (NP_032393.3).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01590
Peso de la proteína	30 KDa
Envío	Bolsa de hielo