

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd25 De Ratón Para Citometría De Flujo - P01590

Número de artículo: CM0011348

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD25 de ratón conjugado con ABflo 450 de alta calidad para citometría de flujo. Reconocer CD25 de ratón (receptor alfa de IL-2), que permite la identificación de Treg y la investigación de la tolerancia inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb conejo anti-ratón CD25
Observaciones/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3559
GeneID	16184
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-236 de CD25 de ratón (NP_032393.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01590
Peso de proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo