

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd25 De Ratón Para Citometría De Flujo - P01590

Número de artículo: CM0007847

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD25 (IL2RA) de ratón, validado para citometría de flujo. Útil para la identificación de Treg y estudios del receptor de IL-2. Específico para ratón, 30 kDa. - P01590

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD25 de ratón
Observaciones/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3559
GeneID	16184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-236 de CD25 de ratón (NP_032393.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01590
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo