

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd25 De Ratón (Il2Ra, P55) Para Citometría De Flujo - P01590

Número de artículo: CM0012578

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD25 de ratón , validado para citometría de flujo. Dirigido contra IL2RA/p55 de ratón (UniProt P01590, 30 kDa). Ideal para la investigación mediante citometría de flujo de células T reguladoras (Treg) y la tolerancia inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD25 de ratón
Observaciones/Alias	CD25; Il2r; Ly-43
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3559
ID del gen	16184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-236 de CD25 de ratón (NP_032393.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01590
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsas de hielo