


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd252 De Ratón (Ligando De Ox40) Para If/Icc, Fc - P43488

Número de artículo: CM0009979



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD252 de ratón (ligando de OX40). Validado para IF/ICC y FC. Coestimula la proliferación de linfocitos T y la producción de citocinas. Proteína de membrana de ~22 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD252 de ratón (ligando de OX40)
Notas/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Especie	Ratón
ID genético (humano)	7292
ID genético	22164
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-198 de CD252 de ratón (ligando de OX40) (NP_033478.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P43488
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo