


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd252 (Ligando De Ox40) Para If/Icc, Fc - P43488

Número de artículo: CM0005110



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD252 de ratón (Ligando de OX40), validado para IF/ICC y FC. El inmunógeno recombinante (aa 51-198) garantiza la especificidad. Ideal para la investigación de coestimulación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD252 (Ligando de OX40)
Observaciones/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	7292
ID de gen	22164
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P43488
Peso proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo