

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd262/Trailr2 De Ratón Para Fc - Q9Qzm4

Número de artículo: CM0010289

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con , específico para CD262/TRAILR2 de ratón (receptor de muerte 5). Validado para citometría de flujo para investigar la apoptosis, la señalización de TRAIL y el estrés del retículo endoplasmático en tejidos cardíacos, pulmonares y renales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CD262/TRAILR2 de ratón conjugado con                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B                                                                                                             |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                                                |
| ID del gen (humano) | 8795                                                                                                                                                                 |
| ID del gen          | 21933                                                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 53-170 de CD262/TRAILR2 de ratón (NP_064671.2).) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                             |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                                                                |
| SWISS               | Q9QZM4                                                                                                                                                               |
| Peso de la proteína | 42 kDa                                                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                       |