

Conejo Anti-Ratón Cd262/Trailr2 Anticuerpo Monoclonal Para Fc - Q9Qzm4

Número de artículo: CM0008404

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD262/TRAILR2 de ratón (Receptor de muerte 5, MK). Validado para citometría de flujo. Detecta una proteína de 42 kDa, reacciona con ratón. Ideal para investigaciones sobre apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD262/TRAILR2 mAb
Observaciones/Alias	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
Especie	Ratón
GeneID (humano)	8795
GeneID	21933
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 53-170 del CD262/TRAILR2 de ratón (NP_064671.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9QZM4
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo