

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd262/Trailr2 Para Citometría De Flujo - Q9Qzm4

Número de artículo: CM0005340

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD262/TRAILR2 (DR5) de ratón, un receptor de muerte que media la apoptosis tras la unión de TRAIL. Diseñado para la detección por citometría de flujo en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-ratón CD262/TRAILR2 mAb
Observaciones/Alias	MK, DR5, Ly98, KILLER, TRICKB, TRAILR2, TRICK2A, TRICK2B
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	8795
GenelD	21933
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 53-170 del CD262/TRAILR2 de ratón (NP_064671.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9QZM4
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo