

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd267/Taci De Ratón Conjugado Con Para Fc - Q9Et35

Número de artículo: CM0011377

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD267/TACI (TNFRSF13B) de ratón. Validado en citometría de flujo (FC). Reacciona con ratón. Útil para estudios de función de células B y T, investigación de inmunidad humoral y aplicaciones de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD267/TACI de ratón
Observaciones/Alias	Taci; 1200009E08Rik
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	23495
ID del Gen (Ratón)	57916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 5-129 del CD267/TACI de ratón (NP_067324.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9ET35
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo