

Anticuerpo Monoclonal Abflo 647 Conejo Anti-Ratón Cd267/Taci Para Citometría De Flujo - Q9Et35

Número de artículo: CM0012452

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 647 contra el CD267/TACI de ratón, validado para citometría de flujo. Se dirige a un receptor involucrado en la inmunidad de células B y T y en la regulación humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD267/TACI
Observaciones/Alias	Taci; 1200009E08Rik
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	23495
ID de Gen	57916
Inmunógeno	Proteína Recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9ET35
Peso Molecular de la Proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo