

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd268/Baff-R Para Citometría De Flujo - Q9D8D0

Número de artículo: CM0010082

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD268/BAFF-R de ratón para citometría de flujo (FC). Validado para reactividad en ratón, se dirige al receptor de células B de 19 kDa. Ideal para la investigación sobre el desarrollo de células B y la inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD268/BAFF-R
Observaciones/Alias	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	115650
GeneID	72049
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-71 del CD268/BAFF-R de ratón (NP_082351.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9D8D0
Peso proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo