

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd270/Hvem De Ratón Para Fc - Q80Wm9

Número de artículo: CM0008893



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD270/HVEM de ratón. Validado para citometría de flujo (FC), permite la detección de este receptor de punto de control inmunitario en aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD270/HVEM de ratón
Observaciones/Alias	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8764
GeneID	230979
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-207 de CD270/HVEM de ratón (NP_849262.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q80WM9
Peso de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo